

DEPC 处理水 (DNase/RNase Free)

产品介绍

DEPC 处理水常用于配制 75%乙醇、配制 RNase-Free 的试剂和溶解 RNA。

配方方法

配方：DEPC 处理水

取超纯水，加入 0.1% DEPC 搅拌 2 小时后，分装于塑料瓶中，放置过夜，高温高压灭菌。

产品规格

货号	产品描述	规格
C453	DEPC 处理水, RNase-Free Water	500 ml

产品参数

应用作用	溶解 RNA
外形	聚丙烯塑料瓶
组份	DEPC 处理水
体积	500ml
DNase	无检出
RNase	无检出
灭菌	高温高压灭菌 (121°C, 20 分钟)
保存条件	常温保存
有效期	为防止使用过程中微生物滋长，最好保存于 2-8 度，有效期为 1 年
杂质	超纯水配制